

Carestream Health, Inc.

Fabricante exclusivo de **Kodak** Dental Systems

Contacto con los medios:

Emma Gyllström

+49 (0)711 20707-586

emma.gyllstroem@cshdental.com

El nuevo sistema KODAK 9500 3D de haz cónico redefine el diseño CBCT

Programas de 3D de medio y gran campo que entregan imágenes de mandíbula y maxilar o craneofaciales

COLONIA, 24 de marzo — El sistema KODAK 9500 de 3D de haz cónico fue presentado por Carestream Health, Inc. para una sencilla generación de imágenes tridimensionales de la anatomía dental y facial. Construido sobre la probada y fiable plataforma KODAK 9000, el sistema KODAK 9500 3D permite que los profesionales dentales produzcan magníficas imágenes en 3D, desde imágenes de mandíbula y maxilar hasta completas imágenes craneofaciales, a la vez que se optimiza la dosis.

El sistema KODAK 9500 3D es perfecto para los odontólogos generales y especializados que llevan a cabo ortodoncias, periodoncias y cirugía oral y máxilofacial, incluidos implantes, extracciones dentales y planificación quirúrgica. Con imágenes en 3D de alta calidad y anatómicamente correctas de hasta 0,2 mm de tamaño de voxel, los profesionales pueden aprovechar mejor los increíbles detalles de las imágenes en 3D para ofrecer diagnósticos más precisos, una mejor planificación de tratamientos y un cuidado del paciente más eficiente.

“El sistema KODAK 9500 3D figura entre los sistemas CBCT de gran campo más manejables y fáciles de usar que he visto”, ha comentado el Dr. Dirk Schulze, director del Departamento de Radiología Oral, Departamento de Cirugía Oral y Máxilofacial del Hospital Universitario de Freiburg, en Alemania. “Mi equipo realmente aprecia su facilidad de uso y el gran tamaño del volumen”.

Diseño inteligente que mejora la calidad de la imagen y la experiencia del paciente

El atractivo diseño y la facilidad de uso del sistema KODAK 9500 3D ayudan a la comodidad y satisfacción del paciente a la vez que ofrecen características innovadoras como un posicionamiento del paciente cara a cara para acomodar a los pacientes de pie o sentados y a varios tamaños y pesos, incluidos aquellos que precisan de silla de ruedas. La selección del programa, con configuraciones preprogramadas, directamente en la interfaz intuitiva del sistema, simplifica la preparación del paciente para el examen.

El sistema también ofrece un completo software de visualización en 3D diseñado para las necesidades específicas de los odontólogos. El software es intuitivo y fácil de usar, permitiendo a los usuarios centrarse en el diagnóstico y el tratamiento. La aplicación incluye un módulo de planificación y simulación de implantes, así como una biblioteca de implantes, y será compatible con aplicaciones de planificación de implantes de otros proveedores. Las imágenes se generan en formatos DICOM y pudiendo presentarse en varios formatos de salida incluyendo impresiones y plantillas de informes personalizables.

Al maximizar la facilidad de uso y la comodidad del paciente, los usuarios pueden obtener imágenes en 3D de alta calidad desde la primera toma.

Los programas anatómicos optimizan el cuidado y la seguridad del paciente

El sistema KODAK 9500 3D captura la mandíbula y el maxilar (9 cm x 15 cm) o de toda la anatomía dento-máxilofacial (18,4 cm x 20,6 cm) en una sola toma para una gran variedad de aplicaciones clínicas. Con la posibilidad adicional de controlar la dosis del paciente a través de configuraciones de mA y kV variables, los odontólogos pueden gestionar la dosis del paciente centrándose en sus necesidades clínicas inmediatas. Esto permite a los usuarios maximizar los detalles de las imágenes necesarios para una aplicación concreta, a la vez que se controla la dosis del paciente.

Precio y disponibilidad

El sistema KODAK 9500 3D está disponible para la compra en cantidades limitadas en ciertos países de Europa, y estará plenamente disponible a partir de mayo de este año. Para más información sobre precios y disponibilidad, así como una descripción completa de las características y beneficios del sistema, póngase en contacto con su Representante de Ventas y Servicio llamando al 00800 4567 7654 o en www.kodakdental.com/9500.

###

Acerca de KODAK Dental Systems y Carestream Health, Inc.

Carestream Health, Inc., proveedor líder de soluciones de imágenes médicas y dentales y de TI, es el fabricante exclusivo de KODAK Dental Systems. “KODAK Dental Imaging y Practice Management Systems” ayudan a los odontólogos a agilizar el flujo de trabajo y a mejorar el cuidado del paciente, permitiéndoles capturar, compartir y usar imágenes e información de forma efectiva y sencilla.

Con sede central en Rochester, N.Y., y sirviendo a clientes en más de 150 países, Carestream Health es una compañía independiente que opera dentro de la familia de compañías propiedad de Onex Corporation (TSX: OCX.TO) de Toronto, Canadá.

Para más información, póngase en contacto con su representante de Carestream Health o visite www.kodakdental.com.